

**1. COLLECT THE STOOL SAMPLE:**

**“Nurse’s Hat”**

- Place “hat” onto toilet seat in an appropriate area to collect bowel movement.
- Pass bowel movement into the “hat”.
- Do not contaminate specimen with urine or allow contact with toilet water.

**Diaper**

- Formed stool may be scraped from the diaper surface, however if the specimen is liquid, this may not be sufficient.
- Reversing a disposable diaper (*tape the tags to prevent leakage*) may be helpful.
- Do not allow specimen to be contaminated with urine.

**2. PROCESS THE SPECIMEN INTO THE VIALS PROVIDED BY THE LAB.**

- Write the date and time of collection on each vial.
- Ensure vials are tightly capped using the original lids.

<p><b>BLUE TOP OR GRAY TOP</b> <i>(contains liquid)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLUE or GRAY and PINK top vials <b><u>MUST</u></b> be collected from the same stool sample.</li> <li>• Fill each vial to the red line, being careful not to spill the liquid inside the vials.</li> </ul>	<p>Return both vials as soon as possible, but <u>no later than 7 days.</u></p>
<p><b>PINK TOP</b> <i>(contains liquid)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mix well and tighten the lid to prevent leakage.</li> </ul> <p><b>Keep at room temperature.</b></p>	

<p><b>ORANGE TOP</b> <i>(contains liquid)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can be collected from same or different stool sample than other tests.</li> <li>• Fill vial to the red line, being careful not to spill the liquid inside the vial.</li> <li>• Mix well and tighten the lid to prevent leakage.</li> </ul> <p><b>Place vial on ice or refrigerate immediately.</b></p>	<p>Return on ice <u>within 24 hours.</u></p>
---	---	--

<p><b>WHITE TOP</b> <i>(dry tube)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can be collected from same or different stool sample than other tests.</li> <li>• Three scoops will be enough for this vial.</li> <li>• Cap securely and place vial back in small bag.</li> </ul> <p><b>Place vial(s) on ice or refrigerate immediately.</b></p>	<p>Return on ice <u>within 24 hours.</u></p>
---	---	--

### 1. RECOJA LA MUESTRA DE HECES:

#### "Gorro de enfermera"

- Coloque el "gorro" en el asiento del inodoro en una área apropiada para recoger las heces.
- Pase las deposiciones al "gorro".
- No contamine la muestra con orin ni permita el contacto con el agua del inodoro.

#### Pañal

- Las heces formadas se pueden raspar de la superficie del pañal, sin embargo, si la muestra es líquida, esto puede no ser suficiente.
- Revertir un pañal desechable (pegar las etiquetas con cinta adhesiva para evitar fugas) puede ser útil.
- No permita que la muestra se contamine con orin.

### 2. PROCESA LA MUESTRA EN LOS VIALES PROPORCIONADOS POR EL LABORATORIO:

- Escriba la fecha y hora de colección en cada vial.
- Asegúrese de que los viales estén bien tapados con las tapas originales.

<p style="text-align: center;"><b>TAPA AZUL o TAPA GRIS</b> <i>(contiene líquido)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los viales superiores AZUL (o GRIS) y ROSA <u>DEBEN</u> recogerse de la misma muestra de heces.</li> <li>Llene cada vial hasta la línea roja, teniendo cuidado de no derramar el líquido dentro de los viales.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Devuelva ambos viales lo mas pronto posible, pero no más tarde de 7 días después.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TAPA ROSA</b> <i>(contiene líquido)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mezcle bien y apriete la tapa para evitar fugas.</li> </ul> <p><b>Mantenga el vial a temperatura ambiente.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>TAPA ANARANJADA</b> <i>(contiene líquido)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede recolectar de la misma o diferente muestra de heces que otras pruebas.</li> <li>Llene el vial hasta la línea roja, teniendo cuidado de no derramar el líquido dentro del vial.</li> <li>Mezcle bien y apriete la tapa para evitar fugas.</li> </ul> <p><b>Coloque el/los vial(es) en hielo o refrigere inmediatamente.</b></p>	<p style="text-align: center;">Devuelva las muestras en hielo dentro 24 horas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TAPA BLANCA</b> <i>(tubo seco)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede recolectar de la misma o diferente muestra de heces que otras pruebas.</li> <li>Tres cucharadas serán suficientes para este vial.</li> <li>Tape firmemente y vuelva a colocar el vial en una bolsa pequeña.</li> </ul> <p><b>Coloque el/los vial(es) en hielo o refrigere inmediatamente.</b></p>	<p style="text-align: center;">Devuelva las muestras en hielo dentro 24 horas.</p>